# 分光计的调节和掠入射法测量折射率

### 李嘉轩

北京大学物理学院天文学系,100871 jiaxuan\_li@pku.edu.cn

2017年12月30日

## 1 利用分光计测量样品的折射率

#### 1.1 实验情况

本实验使用分光计测量待测样品在不同波长下的折射率。本实验所用到的器材有:

- JJY 1'型分光计;
- 实验室提供的钠光光源和汞灯。

按照书上和老师的要求调整好光路之后,我先测量了三棱镜的顶角。

#### 1.2 测量三棱镜的顶角

实验中分三次测量三棱镜的顶角,每次测量之后均将三棱镜从平台上取下来,转动游标盘到另一个位置,再将三棱镜按照标准放置方法放置在平台上,重新调节平台使两个光学面与光轴垂直。因此,三次测量之间彼此独立。每次都读两个游标的原始数据,见表格1。 根据表格中的数据,

表 1: 三棱镜顶角的测量

$\theta_1$	$\theta_1'$	$\theta_2$	$ heta_2'$	A
127°13'	307°6'	67°10'	247°11'	59° 59'
357°28'	177°29'	117°30'	297°27'	60°0'
57°06'	237°06'	177°06'	357°05'	60°01'

 $\overline{A} = 60^{\circ}0'$ .

平均值的标准差为

 $\sigma_{\overline{A}} = 0^{\circ}0'35$ ".

分光计测量角度的允差为

$$e = 0^{\circ}1'$$

因此三棱镜顶角测量的不确定度为

$$\sigma_A = \sqrt{\sigma_A^2 + \frac{e^2}{3}} = 0^{\circ}0'49$$
".

从而三棱镜顶角的测量结果是

$$A = 60^{\circ}0'0" \pm 0^{\circ}0'49".$$

#### 1.3 掠入射法测量钠光在三棱镜中的折射率

按照掠入射法的操作流程搭建好光路,然后先用肉眼看到清晰可见的明暗分界线,再用分光计的望远镜找到明暗分界线,并使目镜中的竖线与明暗分界线对齐,记下刻度 $\theta_3$ 和 $\theta_3'$ 。然后转动望远镜使绿色十字出现在竖线和MN线交点位置,记下此时的读数 $\theta_4$ 和 $\theta_4'$ 。重复三组独立的实验,实验数据见表格2。 根据表格中的数据,

表 2: 掠入射法测量折射率

$\theta_3$	$\theta_3'$	$\theta_4$	$ heta_4'$	$\phi$
15°40'	195°46'	57°05'	237°12'	41° 26'
137°44'	317°41'	179°08'	359°05'	41°24'
143°43'	323°40'	185°06'	5°05'	41°24'

$$\overline{\phi} = 41^{\circ}24'40$$
".

平均值的标准差为

$$\sigma_{\overline{\phi}} = 0^{\circ}0'40$$
".

分光计测量角度的允差为

$$e = 0^{\circ}1'$$
,

因此掠入射极限角测量的不确定度为

$$\sigma_{\phi} = \sqrt{\sigma_{\phi}^2 + \frac{e^2}{3}} = 0^{\circ}0'53$$
".

从而掠入射极限角的测量结果是

$$\phi = 41^{\circ}24'40" \pm 0^{\circ}0'53".$$

带入折射率的表达式:

$$n = \sqrt{1 + \left(\frac{\cos A + \sin \phi}{\sin A}\right)^2} = 1.673.$$

其不确定度为:

$$\sigma_n/n = \sqrt{\left(\frac{(\cos A + \sin \phi)(1 + \cos A \sin \phi)/\sin^3 A}{1 + (\frac{\cos A + \sin \phi}{\sin A})^2}\sigma_A\right)^2 + \left(\frac{\cos \phi(\cos A + \sin \phi)/\sin^2 A}{1 + (\frac{\cos A + \sin \phi}{\sin A})^2}\sigma_\phi\right)^2}.$$

带入具体数值计算,各个量的不确定度均保留到角秒量级,得到:

$$\sigma_n = 0.022.$$

因此对波长为 $\lambda = 589.3$  nm的钠光,样品的折射率为

$$n = 1.67 \pm 0.02$$
.

#### 1.4 最小偏向角法测量折射率

按照实验要求搭建好光路,先用肉眼找到绿色和紫色的谱线,然后再用望远镜和游标盘进行细调,在我力所能及的范围内确定最小偏向角的位置,记此刻的读数为 $\theta_5$ 和 $\theta_5$ 。然后锁死游标盘,转动望远镜到正对狭缝的位置,此刻的读数为 $\theta_6$ 和 $\theta_6$ 。重复三组独立实验,数据见表格3。 根据表格中的数据,

表 3: 最小偏向角法测量折射率

$\theta_3$	$\theta_3'$	$\theta_4$	$ heta_4'$	δ
117°14'	297°16'	63°10'	243°14'	54° 3'
55°17'	235°16'	109°22'	289°18'	54°3.5'
174°29'	354°24'	120°26'	300°21'	54°3'

$$\overline{\delta} = 54^{\circ}3'10$$
".

平均值的标准差为

$$\sigma_{\overline{\delta}} = 0^{\circ}0'10$$
".

分光计测量角度的允差为

$$e = 0^{\circ}1'$$

因此最小偏向角测量的不确定度为

$$\sigma_{\delta} = \sqrt{\sigma_{\phi}^2 + \frac{e^2}{3}} = 0^{\circ}0'36$$
".

从而最小偏向角的测量结果是

$$\delta = 54^{\circ}3'10" \pm 0^{\circ}0'36".$$

带入折射率的表达式:

$$n = \frac{\sin\frac{A+\delta}{2}}{\sin\frac{A}{2}} = 1.678.$$

其不确定度为:

$$\sigma_n = \sqrt{\left(\frac{\sin\frac{\delta}{2}}{2\cos^2\frac{A}{2}}\sigma_A\right)^2 + \left(\frac{\cos\frac{A+\delta}{2}}{\sin\frac{A}{2}}\sigma_\delta\right)^2}.$$

带入具体数值计算,各个量的不确定度均保留到角秒量级,得到:

$$\sigma_n = 0.007.$$

因此对于汞灯发出的波长为 $\lambda = 546.07 \text{ nm}$ 的光,样品的折射率为

$$n = 1.678 \pm 0.007$$
.

#### 1.5 测量样品的色散曲线

利用汞灯中丰富的谱线,分别对这些谱线利用最小偏向角法测量折射率,可以得到样品的色散曲线。实验中,我利用了如下谱线:

- 两根黄色谱线,取它们的中间波长,即 $\lambda = 578.02 \text{ nm}$ ;
- 紫色谱线,  $\lambda = 435.84 \text{ nm}$ ;
- 暗紫色谱线,  $\lambda = 404.66 \text{ nm}$ .

由于时间有限,我对每根谱线都只做了一次实验。实验数据见表格4。 根据以上的数据,可以算出折

$\lambda(\mathrm{nm})$	$\theta_3$	$\theta_3'$	$\theta_4$	$ heta_4'$	$\phi$
578.02	171°30'	351°24'	117°49'	297°45'	53° 40'
435.84	173°15'	353°13'	176°52'	296°47'	56°24.5'
404.66	173°50'	353°45'	116°13'	296°09'	57°36.5'
404.66	173°50'	353°45'	116°13'	296°09'	57°36.5'

表 4: 测量色散曲线

射率n。这里粗略地取最小偏向角测量的不确定度为 $\sigma_{\delta}=\frac{e}{\sqrt{3}}=35$ ",则可算出每个折射率的不确定度 $\sigma_n$ ,见表格。同时可以利用之前对钠黄光 $\lambda=589.3~\mathrm{nm}$ 和对汞绿光 $\lambda=546.07~\mathrm{nm}$ 的测量结果,绘制色散曲线,得到1。 用Cauchy公式




图 1: 色散曲线

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

进行拟合,得到

$$A = 1.648;$$
  
 $B = 7.300 \times 10^{3} \text{ nm}^{2};$   
 $C = 4.994 \times 10^{8} \text{ nm}^{4}.$ 

色散率写为

$$\nu = -\frac{1.46 \times 10^4 \text{ nm}^2}{\lambda^3} - \frac{2.00 \times 10^9 \text{ nm}^4}{\lambda^5}.$$

# 2 思考题

- 1. 实验中测量误差的来源分析,缝宽和缝间距结果的不确定度的计算答:本实验的误差来源主要有:
  - 是否将望远镜光轴调到与转轴垂直;
  - 两个光学面是否与光轴严格垂直;
  - 实验过程中是否因为碰到平台或者望远镜而影响了之前的校准:
  - 在最小偏向角法实验中对最小偏向角位置的判断具有一定的主观性。

# 3 分析讨论与感想

本次实验进一步锻炼了我调整光路、进行光学实验的能力。分光计英文是spectrometer,顾名思义就是进行光谱实验的仪器。本实验中我看到了之前耳熟能详的钠黄光谱线和汞灯的谱线,这令人感到十分激动。本实验着重训练了我调整分光计的能力。感谢陈晓林教授对实验的详细讲解,以及在实验过程中给予我的帮助和对实验结果的检查。

# 参考文献

- [1] 吕斯骅, 段家忯, 张朝晖. 新编基础物理实验. 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [2] 钟锡华. 现代光学基础. 第2版. 北京: 北京大学出版社, 2012.